











תפעול MagniLink TAB

	הסמלים: צבעים, בהירות, מראה וסיבוב מסך, ממוקמים בתוך הסמל
	הסמלים של שמירת תמונה והסרטה ממוקמים בתוך הסמל

סמל בתפריט	המשמעות	מחוות במסך	פקודה ממקלדת
	בחירת מצלמה	החלקה של 4 אצבעות מימין לשמאל וההיפך	F7
	צבע טבעי / אפור צבעי ניגודיות	החלקה של 2 אצבעות מלמעלה כלפי מטה	F1 F2
	הגדלת תצוגה הקטנת תצוגה	צביטה עם 2 אצבעות	חץ למעלה חץ למטה
	בהירות גבוהה בהירות נמוכה	החלקה של 2 אצבעות מימין לשמאל וההיפך	חץ ימינה חץ שמאלה
	סיבוב תצוגה ימינה סיבוב תצוגה שמאלה	סובב 2 אצבעות (כמו כפתור סיבובי)	Control+R Control+Shift+R
	תצוגת מראה	גע והרם 3 אצבעות במסך	Control+I
	שמור תמונה שמור תמונה מהר הצג תמונה הצג תמונה מהר		F5 Shift+F5 F6 Shift+F6
	שמור סירטון שמור סירטון מהר נגן סירטון כולל שמע נגן סירטון מהר		Control+F5 Control+Shift+F5 Control+F6 Control+Shift+F6

	שינוי תצוגת חלון, הגדלה / ביניים	החלקה עם אצבע אחת מראש המסך כלפי מטה ושימוש בסמלים הסטנדרטים של Windows	Control+F
	הפעל / בטל פוקוס אוטומטי	גע עם 3 אצבעות במסך	Control+J
	חשיפה / הסתרה של תפריט		Control+H
לשחזור לחץ Alt+Tab	מזער תצוגה. ניתן ללחוץ מקש שמאלי של עכבר על אייקון בתפריט המשימות		Control+M
	הגדרות לחיצה על Esc לביטול		F9

פרטים חשובים Magnilink TAB

1. זרוע מצלמת רחוק אינה מקובעת לבסיס, לכן בעת הרמת המכשיר יש לתמוך בזרוע זו.
2. במידה ומכשיר הטאבלט הוסר מהתושבת, החזרתו לתושבת תבצע כשחיבורי ה-USB ממוקמים בצד שמאל ולוודא שהלשונית הכתומה ננעלה והטאבלט מקובע למקומו.
3. הספק החשמלי לטאבלט הינו ספק מיוחד המספק מגוון מתחים (5V/1A, 15V/4A) ומתחבר למכשיר באופן מגנטי ואין להשתמש בכוח יתר על מנת לחברו.
4. במידה ומעוניינים בשימוש של מספר התקני USB, יש לחבר רכזת USB3 איכותית על מנת שהמצלמה לרחוק תמשיך לתפקד.